




Blancheurose
ブランシュ・ローズ

for your beautiful skin and body line-Blancheurose.



Blancherose

ブランシュ・ローズ

総合美容器「ブランシュローズ」

理想的な肌とボディラインが あなたのものに…

自宅で簡単にエステサロンの人気メニューを…

エステサロンで話題の超音波導入&イオン導入

スキンケアやボディケアは継続が一番大切。わかっていてもエステサロンに通う時間も少ないしお金も節約したいのが現実…。

そんな方にホームエステの強い味方「ブランシュローズ」が進化しました。ご自宅で簡単に、エステサロンの人気メニューが体験できる、総合美容器。お顔の悩み、ボディのたるみやヒップの凹凸などに、超音波マッサージ&イオン導入のダブルトリートメント。

ご自宅で手軽にプロの技術がお使いいただけます。

理想のお肌とボディラインを、あなたのものに…。

NEW

従来モデルから
さらに機能が
アップしました。

フェイス用プローブでもボディ用プローブでも
イオン導入が可能になりました!

フェイス用プローブのヘッドひとつで1MHzと
2MHzの超音波が使用できるようになりました!



Blancheurose

ブランシュ・ローズ

for your beautiful skin and body line.

超音波

イオン

超音波とイオン。
2つの導入方式で
完璧トリートメント。

超音波は(フェイス用)
1MHzと2MHzの
2タイプご用意。

皮下脂肪の多い
気になる箇所は
ボディ用プローブで。

フェイス用とボディ用、2つのプローブで 気になるところをくまなくトリートメント。

自宅にいながらにしてエステサロンのトリートメントができる「ブランシュローズ」。その最大の特徴は、フェイス用とボディ用の2種類のプローブです。フェイス用プローブは、お顔にもボディにも使え、フェイス用、ボディ用ともに超音波導入、イオン導入の2タイプトリートメントが出来る万能タイプ。ボディ用プローブはヘッドが大きいので、ボディの気になる部分を広範囲でマッサージできます。フェイス用、ボディ用、同時使用も可能で、2つのプローブを組み合わせれば、あなたのお部屋でエステサロンのコースが体験できます。



for
FACE

フェイス&ボディ用プローブ

2つのプローブは、人間工学に基づいて設計された理想的な形です。



ボディ用プローブ

直径6.6cmの大型ヘッド。
広い範囲をカバーできるので、
気になるボディのトリートメント
に効果的です。

超音波 + イオン導入

気になるお肌をみずみずしく…
ダブルトリートメントでさらに美しく!

超音波によるマイクロマッサージは、専用ジェルと併用することにより毛穴の深部の汚れを取り去り、みずみずしいお肌を作ります。人間の手や他のマッサージでは得られない素晴らしいトリートメント効果が得られ、同時にコラーゲンなどの栄養成分をお肌の奥底へ届けます。マイナスイオン導入はビタミンCやアミノ酸などを、プラスイオン導入はミネラル成分などをお肌の深部に届けます。それぞれの相乗効果で、引き締まったフェイスライン作りをお手伝いします。

使い方はとっても簡単。 専用ジェルをつけてプローブをあてるだけ。

しっかりとクレンジング洗顔した後、お顔の水分を拭き取り、フェイス用プローブに専用ジェルをたっぷりと塗布します。プローブをお肌に軽く押しあてながら、ゆっくり動かしてトリートメントするだけ。いつでも、どこでも簡単にエステ体験ができます。

終了後はプローブに付着したジェルを拭き取り、お顔やボディのジェルは洗い流してください。その後は通常のお手入れをしてください。



for
BODY

超音波 + イオン導入

気になるウエスト、ヒップの凹凸、足へ…
異なった振動がボディを
やさしくトリートメント。

大切なお肌に直接ふれるものだから、プローブの素材にもこだわりました。

純度99.6%の純チタン*採用

チタンはお肌に優しく24Kと並び金属アレルギーを起こさない、非常に貴重で高価な金属。医療の世界では、その特性を活かし体内に用いる義骨としても利用されています。またチタンは物性上、光を当てることによって常に清潔かつ衛生的にお使いいただけます。粘りのある金属特性を持っているので、落下などで傷がついても、刃物のように尖ることが少なく、なめらかな表面を保つので、大切なお肌を傷つける心配がありません。

*JIS(日本工業規格)第一種で、99.6%以上の純度のチタンを純チタンとしています。

超音波による微細な機械的振動のマイクロマッサージがボディの気になる部分をもみほぐします。ボディのたるみやセルライトを揉みほぐして引き締めるので、理想のボディメイキングが期待できます。ボディ用プローブを使えば腹部やヒップのお手入れも素早く簡単に。また、ブランシュローズのプローブ(超音波発振導子)は温度が40℃前後に設定されているので、寒い時期にお肌にあてて冷たい思いをすることもありません。

Laterration ラテラシアン ジェル シリーズ

超音波導入におすすめのジェルシリーズです。贅沢な配合成分がフェイス、ボディを美肌に導きます。エステサロンでも使われているプロ使用のシリーズを体験してみませんか？
トリートメントの後はジェルクリームをふき取るか洗い流してください。



ラテラシアン フェイスジェルS

肌の弾力にコラーゲンとアミノ酸のアルギニンを配合。お肌の真皮層の潤い成分のコンドロイチンとヒアルロン酸を贅沢に取り入れました。話題のオニイチゴ根エキスまでも入った、スペシャルなフェイスジェルです。

■ 内容量・250g



ラテラシアン フェイスジェルL

フェイスジェルのお得サイズです。専用スタンドにセットしていただくと片手でもジェルが出せるので、とっても便利。980g入っているので、たっぷり使っていただけます。

■ 内容量・980g

■ 専用スタンド(別売)
■ 専用エアレスポンプ(別売)



ラテラシアン ボディジェル

ボディ用というには贅沢な素材をふんだんに配合しました。お肌のハリにコラーゲン、お肌の潤いには、ヒアルロン酸とコンドロイチンのダブルの保湿で美肌へ導きます。さらっと肌になじみやすいジェルです。

■ 内容量・980g

定格仕様

・定格電圧	AC100~240V
・定格周波数	50/60Hz
・消費電力	25W (フェイスプローブ・ボディプローブ同時使用時)
・発振周波数/本体部	フェイスプローブ 2MHz・1MHz (選択) ボディプローブ 1.5MHz
・外形寸法	高さ210×幅310×奥行200 (mm)





Laterration

美しく生きるということ…

それは、楽しいということ。心が弾むということ。

大切な人の笑顔が守れるということ。

貴方の心が伝わるということ。

美しくあること…

それは、私たちの生まれる

ずっとずっと昔からの、人々の願い。

「美しい」と「健やか」は、ぴったりひとつに

寄り添って、暮らしています。

美しく健やかであるということ…

とても素敵なこと。





Laterration

for your beautiful skin and body line-Blancheurose.

「あの時! そうだったんだ!」
「もっと早く知りたかった!」
夫婦・恋人、父と娘、母と息子…
即、実践! 明日から世界がガラリと変わる!

ニッキーのたのしい講演会シリーズ第一弾!

講演 DVD **今さら受けたい課外授業**

～女なら聞き逃すな!
男なら見逃すな!～



定価1,260円(税込)

母親必見!
子育てポイントは
コレだった!



株式会社 **ラシュレ**

〒739-0011 広島県東広島市西条本町2-16 ルシールF 2F TEL.(082) 431-5088

フリーダイヤル



0120-000-708

本カタログに記載の商品は、予告なく外觀・仕様・価格等変更する場合があります。ご了承ください。 17.03 5,000(4)